

اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۹۴۷۴۳۶۹

ویژگی های فنی یک ویلچر خوب

اولین قسمت یک ویلچر، بدن اصلی یا قاب آن است که دیگر قسمت های تشکیل دهنده به آن متصل می شوند. ویلچرهای دارای بدنی یک تکه، قدرت مانور حرکتی بهتری دارند اما حمل و نقل ویلچر تاشو که دارای بدنی های قابل تغییر هستند، به طور قطع آسان تر است. البته اندازه برخی از ویلچر های یک تکه را با جدا کردن چرخ ها و یا تا کردن پشتی صندلی به سمت پائین می توان کوچک کرد.

با توجه به مدت زمان استفاده معلولین از ویلچر، محل نشستن مهم ترین بخش آن به شمار می رود. پشتی صندلی به شما کمک می کند که وضعیت استقرار بدن تان بهتر شود و استفاده از تشکیله صندلی مناسب، در افرادی که در ناحیه باسن خود دارای حس کمی هستند، جهت پیشگیری از زخم فشاری (زخم بستر) الزامی است.

در بعضی ویلچرهای یک پایه محکم و یک تشکیله سبک وزن، احساس ثبات و عدم سرخوردن روی تشکیله را فراهم می آورد. پشتی های تسمه ای یا برزنتی، متداول ترین نوع پشتی صندلی ها هستند که پشتیبانی و راحتی زیادی برای بدن فراهم نمی کنند، ولی پشتی صندلی های سفت یا خشک که پشتیبانی بیشتری را ایجاد می کنند، باعث ایجاد مشکل در جمع کردن می شوند. وزن و ارتفاع پشتی ها هم مهم هستند.

این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که ویلچر ها هر چه سبک تر باشند، بهتر است.

به لاستیک، چرخ ها و ترمز ویلچر دقیق کنید.

لاستیک ویلچر ها را اکثرا از نوع بادی می سازند. این یک ویژگی مثبت برای سبک کردن وزن یک ویلچر محسوب می شود اما پنچر شدن آن میتواند یک ویژگی منفی باشد. بنا براین لاستیک های بادی را می توان با لاستیک هایی که با فوم جامد پرشده اند تعویض کرد. این نوع لاستیک ها پنچر نمی شوند و با توجه به عدم نیاز مداوم به تعمیر و نگهداری، هزینه نگهداری پایینی دارند اما خب کمی سنگین تر هستند.

معلولین حرفه ای ویلچر ساده را با کمک حلقه چرخ می رانند. انواع گوناگونی از حلقه چرخ با روکش های مختلف دارای اصطکاک و شکل های متنوعی وجود دارند. استفاده از حلقه چرخ خطر آسیب دیدگی دست ها را کاهش می دهد. حرکت با حلقه کوچک تر، فشار بیشتری به دست ها وارد میکند؛ اگر چه حرکت با حلقه چرخ بزرگ تر و راحت تر است اما الزاماً حرکت دست ها نیز در این سری ویلچرها بیشتر خواهد بود. قفل چرخ ها که به عنوان ترمز دستی عمل می کنند، برای ایجاد ثبات و ایست کامل استفاده می شوند.

این قفل ها هنگام انتقال از روی ویلچر به روی صندلی دیگر و در زمان توقف در سطوح شیب دار بسیار پرکاربرد هستند اما چون باعث افزایش وزن می شوند توسط برخی از افراد انتخاب نمی شوند. قفل کردن آن ها ممکن است به صورت دستی یا اهرمی بوده و در بالا یا پایین صندلی قرار داشته باشند.

امکانات دیگر ویلچر

یک محل قرار دادن پا برای گذاشتن کف پا و همچنین قسمت های انتهایی ساق پا تعییه شده است که به شکل های ثابت، تاشو و یا دورانی عرضه می شود.

بسیاری از افراد برای ویلچر خود دسته صندلی انتخاب نمی کنند، اما دسته صندلی، قسمتی است که معمولاً هنگام حرکت نکردن با ویلچر، برای

استراحت دست ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بخش ویلچر تا حدی سلیقه ای است و ممکن است بلند یا کوتاه باشد. ارتفاع بعضی از دسته ها قابل تنظیم بوده و برخی از آنها را می‌توان به سمت بیرون کنار زد و حتی در برخی مدل ها قابل برداشته شدن هستند.

ویلچر مناسب را از کجا تهیه کنیم؟

اغلب ویژگی ها و اصول فنی یک ویلچر مناسب به شما گفته شد. اما دانستن این موضوعات برای تهیه یک ویلچر مناسب کافی نیست. علاوه بر آن باید یک فروشگاه مطمئن و تخصصی پیدا کنید تا بتوانید ویلچر مورد نظرتان را بخرید و یا حتی اجاره کنید. یکی از بهترین سایت ها و فروشگاه های اینترنتی حال حاضر، سایت پزشک تجهیز است که با به روز ترین تجهیزات پزشکی و مقررین به صرفه ترین قیمت ها محصولاتش را برای خرید و همچنین اجاره در دسترس شما عزیزان قرار داده است.